

ELETTROSTIMOLAZIONE

COMPEX

COMPEX SP 2.0



Modello con i cavi per chi pratica sport saltuarimente, con la funzione base della tecnologia Mi (Mi-Scan). Dotato di 20 programmi per rafforzare i muscoli, aiutare il

COMPEX SP 4.0



rilassamento e favorire il recupero. Modello con i cavi pensato per gli sportivi più assidui, dotato delle principali funzioni Mi. Dotato di 30 programmi, è l'ideale per migliorare la forza, incrementare il volume muscolare, favorire il rilassamento e velocizzare

COMPEX SP 6.0 WIRELESS



il recupero post fatica. Include i programmi riabilitativi. Modello che vanta l'esclusiva tecnologia wireless, concepito per atleti e sportivi esigenti, dotato delle funzioni Mi principali. 30 programmi per migliorare la forza, incrementare il volume

COMPEX SP 8.0 WIRELESS



muscolare, favorire il rilassamento e velocizzare il recupero. Include i programmi riabilitativi. Modello top di gamma della categoria SPORT, wireless e con tutte le funzioni Mi. Concepito per gli atleti più esigenti, ha 40 programmi per recuperare più velocemente, ottimizzare forza e resistenza, diminuire il rischio di infortunio, trattare e lenire il dolore, riabilitare.

ELETTROSTIMOLAZIONE

CHATTANOOGA WIRELESS



Chattanooga Wireless Professional è ad oggi l'elettrostimolatore più all'avanguardia.

Grazie all'esclusiva Tecnologia Muscle Intelligence (Mi-Technology) e alla combinazione di elettrostimolazione ed esercizi attivi, consente di aumentare l'efficienza terapeutica, la rapidità dei risultati e quindi una stimolazione personalizzata, adatta alla fisiologia di ogni paziente.

Come funziona

- **Mi-SCAN**, un tocco personale. Questa funzione utilizza il sensore per determinare e personalizzare i parametri ottimali di stimolazione per ogni paziente e per ogni sessione.
- **Mi-ACTION**, partecipazione del paziente. L'esercizio attivo combinato consente di integrare meglio l'elettroterapia nei trattamenti. Con mi-ACTION i pazienti possono attivare la stimolazione con la propria contrazione muscolare attiva.
- **Mi-TENS**, terapia antalgica autoregolata. Controllo continuo del livello di intensità della stimolazione per eliminare le contrazioni indesiderate durante un programma di sollievo dal dolore.
- **Mi-RANGE**, controllo dell'intensità. Al fine di potenziare gli spasmi muscolari ottimali in programmi di bassa frequenza (vale a dire endorfinici), mi-RANGE indica al terapeuta il livello minimo di intensità.

