

CRIOTERAPIA E COMPRESSIONE

Z-ONE (Funziona con glicole)

ZC3 (Funziona con glicole)



- Z-ONE
Temperatura 5°-15°
Dimensioni 29 x 26 x 30 cm
Peso 9 kg

- ZC3
Temperatura 0°-40°
Dimensioni 37 x 32 x 33 cm
Peso 14 kg

Il tutore anatomico, una volta arrivato alla temperatura desiderata (ad es. 0°), si può staccare, trasportare sul campo da gioco ed applicare direttamente sulla zona interessata.

Il trattamento di crioterapia durerà circa per un'altra ora.



Tubo doppio



Tutore Ginocchio



Tutore Spalla



Tutore Gomito/Avambraccio



Tutore Polpaccio



Tutore Caviglia