

CRIOTERAPIA E TERMOTERAPIA

HYDROCOLLATOR MOBILE UNITÀ DI RISCALDAMENTO

COLPAC UNITÀ DI REFRIGERAZIONE



L'unità di riscaldamento Hydrocollator ospita gli Hydrocollator Moist Heat HotPac™.

Le unità sono controllate termostaticamente per garantire la temperatura terapeutica ideale per HotPac™.

- Isolamento completo in fibra di vetro per evitare perdite di calore.
- Semplice da riempire con acqua, nessun impianto idraulico richiesto.
- Mantenimento costante della temperatura degli HotPac™.

L'unità di refrigerazione ColPac non necessita di collegamento idraulico, è sufficiente la connessione ad una presa elettrica.