




2023-24 CATALOGO



Cura e prevenzione
in **Sport Medicine**

CRIOTERAPIA

VASCA CRIOTERAPICA



Vasca Fredda Portatile per un recupero muscolare accelerato tramite crioterapia.

Caratteristiche

- Portatile: 520 x 344 x h 460 mm
- Temperatura Costante: 5° C
- Disinfettante: Ozono ad emissione fissa



CRIOTERAPIA E TERMOTERAPIA

HYDROCOLLATOR MOBILE UNITÀ DI RISCALDAMENTO

COLPAC UNITÀ DI REFRIGERAZIONE



L'unità di riscaldamento Hydrocollator ospita gli Hydrocollator Moist Heat HotPac™.

Le unità sono controllate termostaticamente per garantire la temperatura terapeutica ideale per HotPac™.

- Isolamento completo in fibra di vetro per evitare perdite di calore.
- Semplice da riempire con acqua, nessun impianto idraulico richiesto.
- Mantenimento costante della temperatura degli HotPac™.

L'unità di refrigerazione ColPac non necessita di collegamento idraulico, è sufficiente la connessione ad una presa elettrica.