

MASSAGGIO COMPRESSIVO / CALORE

CHAISE LONGUE - RE-START



Il principio del massaggio Kinetic allunga lentamente e dolcemente la spina dorsale e i muscoli della zona inferiore della schiena, provocando la stimolazione della micro-circolazione nella zona della lordosi.

Porta piacevole rilassamento ai muscoli: associato alla pressione esercitata sul tessuto connettivo, stimola la produzione dell'ormone della serotonina.

Questo movimento supporta la reidratazione e rigenerazione dei dischi rilasciando le tossine e facendo assorbire nuove sostanze nutritive. Un mezzo efficace per mantenere la salute della schiena e velocizzare il recupero fisico.

Irradiazione Elettromagnetica
L'interno del lettino è dotato di erogazione di calore tramite irradiazione elettromagnetica, che raggiunge i 45° lavorando con un ampio spettro di frequenze. Grazie a questo meccanismo si ottiene una proliferazione di endorfine che, aiutano il fegato nella trasformazione dell'acido lattico in acido piruvico senza sovraccaricarlo e affaticarlo (a patto che il dispositivo venga utilizzato almeno entro i primi 30/40 minuti post attività).

Inversione Re-start -5°

Re-start raggiunge il massimo di inclinazione inversa a -5° gradi: questo permette di percepire il massaggio con più intensità su tutto il corpo, favorisce maggiore scarico e aumento della circolazione sanguigna in meno tempo.

(range da -5° a +135°)