

TUTORI CAVIGLIA

AIR - STIRRUP II

Tutore bivalva.

Taglie in altezza
paziente S 157 cm / M
157-167 cm L >162 cm



Per distorsione acuta di I, II e III grado della caviglia.

AIRCAST A60

Cavigliera con stabilizzatore.

Taglie presa la lunghezza piede
S 35-38 / M 39-42 / L 43-47



Per instabilità cronica alla caviglia.

STRAPILAX ANKLE

Cavigliera elastica con bendaggio regolabile

Taglie presa la circonferenza caviglia
XS 19-20 cm / S 21-22 cm / M 23-24 cm
L 25-26 cm / XL 27-28 cm / XXL 29-30 cm



Per distorsioni lievi e stiramento della caviglia (grado I).