

TUTORI GINOCCHIO

FULLFORCE

I.C. Ginocchiera corta.

Taglie presa la circonferenza 15 cm sopra ginocchio

XS 33-39 / S 39-47 / M 47-53 / L 53-60 XL 60-67 / XXL 67-75 / XXXL 75-81



Per instabilità LCA/LCM/LCL, (instabilità LCP solo con disattivazione dello snodo FourcePoint™).

PLAYMAKER XPERT WRAP

Ginocchiera corta.

Taglie presa la circonferenza 15 cm sopra ginocchio

XS 33-39 / S 39-47 / M 47-53 / L 53-60 XL 60-67 / XXL 67-75 / XXXL 75-81



Per lesioni legamentose lievi e moderate e lesioni meniscali.

TRIZONE

Ginocchiera a tre zone di compressione.

Taglie presa la circonferenza 15 cm sopra ginocchio

XS 33-39 / S 39-47 / M 47-53 / L 53-60 XL 60-67 / XXL 67-75 / XXXL 75-81



Per condromalacia rotulea, condropatie di lieve entità, gonartrosi iniziale.

STRAPILAX KNEE

Ginocchiera elastica con bendaggio regolabile.

Taglie presa la circonferenza 15 cm sopra ginocchio

XS 35-38 / S 39-42 / M 43-46 / L 47-49 XL 50-53 / XXL 54-57 / XXXL 58-61



Per distorsioni lievi dei legamenti (mediali e laterali).

INFRAPATELLAR BAND

Universale per tendinite rotulea.



Per tendinite rotulea, morbo di Osgood Schlatter.

EXOS FORNO

Temperatura operativa 60°/80°

Dimensioni 39,1 x 36,8 x 38,1 cm

Peso 4,1 kg

Timer 30 min



Per modellare i tutori termoformabili.